



Standardna otopina klorida, 100 mg/L, 1 L

Proizvod #: 2370853
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za ionsku selektivnu elektrodu (ISE) za laboratorijske analize

ISE standardna otopina. Klorid, 100 mg/L ± 1 mg/L Cl^- (NIST). Boca od 1 L

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Vrlo je važno da se uvijek možete pouzdati u rezultate mjerenja koja provodite. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja s ionskim selektivnim elektrodama (ISE) jest dobro održavanje i kalibracija ionske selektivne elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Koncentracija:	0,00282 mol/L $\pm$ 0,00003 mol/L
Package settings:	Boca
Parametar:	Klorid
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	1 L