



Be Right™



Otopina za kondicioniranje , ISENH3181, 500 mL

Proizvod #: 2541249
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Upotrebljava se kao otopina za kondicioniranje između uzoraka

Otopina za kondicioniranje za ionsko selektivnu elektrodu amonijaka (ISENH3181), boca od 500 mL se koristi kao otopina za kondicioniranje između uzoraka.

Ovo rješenje se koristi između testova uzoraka. Pomoći će pri resetiranju internog pH i omogućiti brža i točnija očitavanja.

Napomena: Ova otopina **se ne smije koristiti** za skladištenje (preko noći i dulje), pogledajte priručnik za elektrode ISENH3181.

Specifikacije

Formula:	$(\text{NH}_4)\text{HSO}_4$
Opis:	ISENH3181
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Čuvanje
Volumen/ veličina paketa:	500 mL

Potrebni dodaci

- Standardna otopina amonijaka, 1000 mg/L, 1 L (Item 2354153)