



Vrhovi za pipete za pipetu Tensette 1970010, sterilno, 1,0-10,0 mL, komplet od 50 komada

Proizvod #:	2558996
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna	

Vrhovi za pipete za model pipete Tensette tvrtke Hach od 1,0-10,0 mL. Komplet od 50 komada. Pojedinačno pakirano, sterilno.

Specifikacije

Volumen/ veličina paketa:	50 u kompletu
---------------------------	---------------