



## Standard mutnoće Stablcal, 0,10 NTU, 100 mL

Proizvod #:

2723342

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Stabilizirana primarna otopina standarda Formazina, 0,10 NTU, bočica od 100 ml.

### Precizne, unaprijed pripremljene otopine Formazina

Uz zakonom zaštićenu tehnologiju proizvodnje, Hach priprema standarde Stablcal u širokom nizu preciznih koncentracija - omogućujući točne kalibracije mjerača mutnoće.

### Na temelju primarnih standarda formazina

Stabilizirani formazinski standardi Stablcal sadrže isti polimer za raspršivanje svjetlosti kao tradicionalni primarni standardi mutnoće – i jednako su djelotvorni.

### Povećana stabilnost štedi vrijeme i trud

Dok se primarni standardi Formazin mogu pripremiti izravno u laboratoriju, postupak je zahtjevan i dugotrajan - a razrijeđeni standardi nisu stabilni. Stablcal je stabilizirana verzija Formazina koja pruža ponovljive rezultate bez vremena i truda koji su potrebni za pripremu standarda u laboratoriju.

### Pouzdana rezultati

Hach je prvi primijenio Formazin kao standard mutnoće u industriji pitke vode prije više od 40 godina. Standardi Stablcal temelje se na desetljećima iskustva u mjerenju mutnoće.

---

## Specifikacije

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Koncentracija:            | 0,1 NTU |
| Platforma:                | Otopina |
| Volumen/ veličina paketa: | 100 mL  |

---

## Potrebni dodaci

- Zaštitne rukavice veličine L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)