



pH otopina za čuvanje (3M kalijev klorid), 50 mL

Proizvod #: 2756559
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Otopina za punjenje referentnog dijela elektrode, kalijev klorid (KCl), 3 M, boca od 50 mL

Specifikacije

Formula:	KCl 3M
Opis:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Ponovno punjenje
Volument/ veličina paketa:	50 mL