



Otopina za punjenje, unutrašnja, polarografski DO, 50 mL

Proizvod #: 2759126
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Otopina za punjenje za polarografsku sondu za mjerenje otopljenog kisika, kalijev klorid / glicerol, boca od 50 mL

Specifikacije

Formula:	KCl i glicerol
Opis:	5130, 5197000
Platforma:	Otopina
Solution Type:	Ponovno punjenje
Volumen/ veličina paketa:	50 mL