



SwifTest dispencer za kalijev jodid u rinfuzi s bočicom s ponovnim punjenjem kalijevog jodida

Proizvod #:

2834100

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Za određivanje ukupnog klora s amperometrijskim titratorom za klor Autocat 9000. Uključuje SwifTest dispencer i bočicu koja sadrži dovoljno reagensa za približno 300 testova.

Brzo i jednostavno dodavanje reagensa

Idealno za analizu ukupnog klora kod velikih volumena koristeći Hachov vrlo kvalitetni prah kalijevog jodida.

Jednostavno stisnite kako biste dodali prah

Spremnike reagensa nije potrebno otvarati pa ima manje otpadne ambalaže

Parametri označeni bojom

Ručka SwifTest dispencera označena je bojom kako bi se parametri mogli lako raspoznati.

Specifikacije

Naziv metode: Amperometrijska titracija

Platforma: Swiftest

Potrebni dodaci

- Ponovno punjenje za SwifTest dispencer za kalijev jodid (Item 107760)