



Be Right™



Standardna otopina za vodljivost, 146,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, KCl, 500 mL

Proizvod #: 2974249
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Standardne otopine za vodljivost za analize u laboratoriju i na terenu

Standardne otopine za vodljivost. 146,9 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 10\%$ pri 25 °C, 74,55 mg/L $\pm 10\%$ kao kalijev klorid (KCl) (0,001 M). Boca od 500 mL.

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerenja. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja vodljivosti jest dobro održavanje i kalibracija vodljive kivete.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Formula:	KCl
Koncentracija:	0,001 M KCl; 74,55 mg/L (KCl)
NIST sljedivo:	Da
Opis:	Kalibracijska otopina za vodljivost
Package settings:	Boca
Parametar:	Vodljivost
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Razdoblje između servisa:	24 mjeseca
Volumen/ veličina paketa:	500 mL 500 mL