



Kovčeg s kompletom za više testova (147 x 224 x 171 mm), plavi polipropilen

Proizvod #:

4660200

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Izdržljivi kovčeg od plavog polipropilena omogućuje jednostavan prijenos predmeta za ispitivanje na terenu.

Udubljena ručka na poklopcu omogućuje jednostavno slaganje u visinu

Sadržaj se prenosi u uspravnom položaju

Uključuje udubljena područja s ravnim plohami za označavanje

Specifikacije

Dimenzije (V x Š x D):	147 mm x 224 mm x 171 mm
Visina:	5.8 in
Vrsta kućišta:	D