



Komplet za punjenje 4 prethodno napunjenih spremnika s prethodno postavljenim membranama 29552A samo za senzore za ozon C1100 s poklopcem 33051-xT

Proizvod #:

29552A-CT

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna



Uključujući brtvene prstene i alate za čišćenje.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:

Skladištite na suhom na sobnoj temperaturi

Parametar:

O3

Uređaj:

Senzor za O3 Orbisphere C1100