



Potpuni komplet prijenosnog paralelnog analizatora SL1000 (PPA)

Proizvod #:

LPV443.99.20002

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Izrazito pojednostavljeno ispitivanje kvalitete vode.

Hach prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA) obavlja iste testove s upola manje koraka. Dobit ćete izrazito precizne rezultate s manje mogućnosti pogreške za samo dio prethodno potrebnog vremena utrošenog za mjerenje. Istovremeno se može ispitati do šest parametara.

Manje varijabilnosti

Izbjegnite korake koji mogu uničiti varijabilnosti, čak i kada ih obavljaju iskusni operateri. Automatizacija i interna kontrola temperature čine čitav proces dosljednim i ponovljivim, a istovremeno se primjenjuju isti procesi i reagensi kao i kod postojećih Hach metoda.

Manje glavobolje

Kolorimetrijsko i elektrokemijsko ispitivanje objedinjeno je u jednom instrumentu, u terenskom kompletu za koji je potrebno manje dodataka. Ne trebate rukovati jastučićima s reagensima u prahu niti staklenim epruvetama. Sve su kemikalije i procesi u potpunosti uklopljeni u Chemkey.

Brže ispitivanje

Paralelno obavite četiri kolorimetrijska mjerenja i dva mjerenja elektrodama, te dovršite kompletno ispitivanje za četvrtinu manje utrošenog vremena. Izvršite više ispitivanja na terenu, brže dođite do potrebnih rezultata i posjetite više mjernih mjesta u svakoj smjeni.

Chemkey tehnologija

Chemkey reagensi sadrže iste kemikalije i prolaze iste procedure u koje ste imali povjerenja desetljećima – jedino su sada sadržani u jednostavnom, samostalnom pakiranju. Odobreno od strane EPA za određivanje slobodnog i ukupnog klora u vodi za piće.

Specifikacije

Certificiranja:	Sukladno CE
Čuvanje uređaja:	-20 - 60 °C / maksimalno 85% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Garancija:	24 mjeseci
Instrument Bundle:	Full SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) Standard Kit
Klasa kućišta:	IP64
Klasa zaštite:	III
Lamp Type:	Svjetleća dioda (LED)
Mjerni način:	Prijenos (%), apsorbancija (abs) i koncentracija (Konc)
Napajanje:	Punjiva litij-ionska baterija
Radna temperatura:	5 - 50 °C / maksimalno 85% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
Što je u pretincu:	Mjerač SL1000, kovčeg, 1 čašu za uzorke za uređaj, 2 čaše za uzorke za elektrode, punjivu bateriju, punjač baterije, traku za ruku, priručnik za uređaj i USB kabel + 1 elektrodu za pH, 1

	elektrodu za vodljivost i po 1 kutiju Chemkey-jeva za slobodni Cl, ukupni Cl, monokloramin, nitrite i slobodni amonijak.
Sučelje (opcija):	Mini USB
Uključuje :	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable plus 1 pH electrode, 1 conductivity electrode and 1 box each of Free Chlorine, Total Chlorine, Monochloramine, Nitrite and Free Ammonia Chemkeys.
Vijek trajanja baterija:	>200 Chemkey testova po jednom punom punjenju baterije

Što je u pretincu

Mjerač SL1000, kovčeg, 1 čašu za uzorke za uređaj, 2 čaše za uzorke za elektrode, punjivu bateriju, punjač baterije, traku za ruku, priručnik za uređaj i USB kabel + 1 elektrodu za pH, 1 elektrodu za vodljivost i po 1 kutiju Chemkey-jeva za slobodni Cl, ukupni Cl, monokloramin, nitrite i slobodni amonijak.