



Standard za mješovite parametre Addista, NIST, otpadna voda, niski raspon

Proizvod #:

LCA721

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Standard za kontrolu mješovitih parametara za parametre otpadnih voda, niski raspon. Komponente standardne otopine (s izuzetkom amonija) sljedeće su od certificiranog materijala NIST do SRM.

Primjenjivo za kivetne testove

- LCI500 COD (ISO 15705 formula), 0 - 150 mg/L O₂
- APC500 COD (ISO 15705 formula), 0 - 150 mg/L O₂
- APC314, LCK314 COD, 15 - 150 mg/L O₂
- APC304, LCK304 amonij, 0,015 - 2,0 mg/L NH₄-N
- APC138, LCK138 ukupni dušik, 1 - 16 mg/L TN_b
- APC339, LCK339 nitrat, 0,23 - 13,5 mg/L NO₃-N
- APC349, LCK349 fosfat, 0,05 - 1,5 mg/L PO₄-P

Povjerenje u vaše rezultate

Kontinuirano dokumentiranje mjera kontrole kvalitete za analize putem sustava Addista potkrepljuje ispravnost vaših rezultata analize vode.

Manje složenosti

Svaka standardna otopina Addista sadrži nekoliko parametara. Time se značajno smanjuje broj bočica u vašem laboratoriju sa standardima za jedan parametar.

Manja mogućnost pogreške

Otopine Addista spremne su za upotrebu s LCK kivetnim testovima tvrtke Hach. Budući da nije potrebno razrjeđivanje, potrebno je manje vremena u pripremi te se eliminira mogući dodatni izvor pogreški prilikom analize standardnih otopina.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:

2 - 8 °C (držati na hladnom)

Platforma:

LCA