



Be Right™



pH pufer otopina, pH 4,01 (500 mL)

Proizvod #: 2283449.99
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Pufer otopina za kvalitetu, označena crvenom bojom radi lakog prepoznavanja. NIST sljedivo. pH je $4,01 \pm 0,02$ pri 25°C .

Specifikacije

Kodirani po boji?:	Da
Koncentracija:	$4,01 \pm 0,02$ pH
Opis:	Pufer otopina, (označena crvenom bojom) (NIST)
Parametar:	pH
pH vrijednost-i:	4.01
Platforma:	Otopina
Razdoblje između servisa:	18 mjeseci od dana proizvodnje
Volument/ veličina paketa:	500 mL