



Be Right™



pH pufer otopina, pH 7,00, 500 mL

Proizvod #:	2283549.99
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Pufer otopina za kvalitetu, označena žutom bojom radi lakog prepoznavanja. NIST sljedivo. pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25°C.

Specifikacije

Kodirani po boji?:	Da
Koncentracija:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Opis:	Pufer otopina, (označena žutom bojom) (NIST)
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	7.00
Platforma:	Otopina
Volumen/ veličina paketa:	500 mL