



Chemkey reagensi za otopljeno željezo (kutija od 25 komada)

Proizvod #:	8636000
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Chemkeys za otopljeno željezo, raspon 0,05 - 3,00 mg/L Fe. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Mjerni rang:	0,05 - 3,00 mg/L Fe
Parametar:	Otopljeno Željezo
Platforma:	Chemkeys
Što je u pretincu:	25 Chemkeys
Volument/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada

Što je u pretincu

25 Chemkeys