



Be Right™



Chemkey reagensi za ukupnu alkalnost, niski raspon (kutija od 25 komada)

Proizvod #:

8636200

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Chemkeys za ukupnu alkalnost (niski raspon), raspon 20 - 200 mg/L CaCO₃. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Broj metode:	10280
Mjerni rang:	20 - 200 mg/L CaCO ₃
Naziv metode:	Colorimetric
Parametar:	Alkalnost, ukupna
Platforma:	Chemkeys
Volumen/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada