



Chemkey reagansi za ukupnu tvrdoću, niski raspon (kutija od 25 komada)

Proizvod #:

8636400

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Chemkeys za ukupnu tvrdoću (niski raspon), raspon 3 - 100 mg/L CaCO₃. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Mjerni rang:	3 - 100 mg/L CaCO ₃
Parametar:	Tvrdoća
Platforma:	Chemkeys
Volumen/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada