



Chemkey reagansi za ukupan ortofosfat, visoki raspon (kutija od 25 komada)

Proizvod #:	8636500
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Chemkeys za ukupan ortofosfat (visoki raspon), raspon 2.0 - 30.0 mg/L PO₄. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Mjerni rang:	2,0 - 30,0 mg/L PO ₄
Parametar:	Ortofosfat
Platforma:	Chemkeys
Volument/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada