



## Chemkey reagansi za ukupan ortofosfat, niski raspon (kutija od 25 komada)

**Proizvod #:**

**8636600**

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Chemkeys za ukupan ortofosfat (niski raspon), raspon 0,20 - 4,00 mg/L PO<sub>4</sub>. Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

---

### Specifikacije

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Mjerni rang:               | 0,20 - 4,00 mg/L PO <sub>4</sub> |
| Parametar:                 | Ortofosfat                       |
| Platforma:                 | Chemkeys                         |
| Volument/ veličina paketa: | Kutija od 25 komada              |