



Be Right™



## Redukcijski agens za komplet reagensa za vodu za grijanje

Proizvod #:

LCW250

Opasno po zdravlje

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Za koncentracije 0,05-1,0 mg/L DEHA

### Specifikacije

Broj testova:	100
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,05 - 1,0 mg/L DEHA
Naziv metode:	Redukcijska metoda za željezo
Opis:	Redukcijski agensi za vodu za grijanje (sredstva za apsorpciju kisika)
Parametar:	Redukcijski agens
Razdoblje između servisa:	12 mjeseci od dana proizvodnje