



Ručna protočna kiveta za mjerače mutnoće serije TL23

Proizvod #:	9657100
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke	

Izvedite mjerenja bez pojedinačnih kiveta za uzorke. Uporabom protočne kivete:

- povećava se brzina mjerenja
- dobiva se jedna kiveta za sva mjerenja, što poboljšava ponovljivost
- otklanja se potreba za prilagođenim kivetama za uzorke
- smanjuje se količina stakla koje se mora kupiti, pohraniti i čistiti