



**Be Right™**



## **Automatizirani komplet s protočnom kivetom TL2300 za mutnoću**

**Proizvod #:**

**9658300**

HRK Cijena:

Kontaktirajte nas

Poziv za datum slanja

Izvedite mjerenja bez pojedinačnih kiveta za uzorke. Uporabom protočne kivete:

- povećava se brzina mjerenja
- dobiva se jedna kiveta za sva mjerenja, što poboljšava ponovljivost
- otklanja se potreba za prilagođenim kivetama za uzorke
- smanjuje se količina stakla koje se mora kupiti, pohraniti i čistiti