



Chemkey reagensi za slobodni & ukupni amonijak i monokloramin (kutija od po 25 komada za svakog)

Proizvod #:

8791900

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Chemkey slobodni & ukupni amonij, raspon 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (slobodni amonij) / 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (ukupni amonij s najviše 0,50 mg/L slobodnog amonija) i monokloramin, raspon 0,04 - 4,0 mg/L Cl_2 . Za prijenosni paralelni analizator SL1000 (PPA).

Specifikacije

Kit Option:

Free & Total Ammonia, and Monochloramine

Mjerni rang:

Slobodni amonij: 0,05 - 0,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$

Ukupni amonij: 0,05 - 1,50 mg/L $\text{NH}_3\text{-N}$ (s najviše 0,50 mg/L slobodnog amonija)

Monokloramin: 0,04 - 4,00 mg/L Cl_2

Parametar:

Slobodni i ukupni amonij

Monokloramin

Platforma:

Chemkeys

Volument/ veličina paketa:

Kutija od po 25 komada za svakog