



Komplet reagensa za mangan 0,005-0,7 mg/L Mn

Proizvod #:

LCW632

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Set reagensa bez cijanida za određivanje Mangana s TMB-om

Specifikacije

Broj testova:	50
Čuvanje uređaja:	4 - 8 °C (zaštita od svjetla)
Mjerni rang:	0,005 - 0,7 mg/L Mn
Mjerni rang (2):	Ultra niski rang
Naziv metode:	TMB
Parametar:	Mangan
Platforma:	LCW
Posebne napomene:	Potrebna je 50 mm pravokutna kiveta LZP341
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR2800, DR3800, DR5000