



Be Right™



Titracijski namjenski komplet za pića: pH i ukupna kiselost u u pivu, kombuchi i punionicama za bezalkoholna pića / sokove / energetske napitke, s jednom štrcaljkom od 25 mL

Proizvod #: AP0025.AT1102
HRK Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 1 tjedna

Namjenski komplet za određivanje pH i ukupne kiselosti u pivu, kombuchi i punionicama za bezalkoholna pića / sokove / energetske napitke. Prikladan za seriju Titralab AT1000 i modele automatskog titratora AT1102/AT1112/AT1122/AT1222.

Specifikacije

Kompatibilni instrumenti:	AT1102
	AT1112
	AT1122
	AT1222
Parametar:	pH, ukupna kiselost
Primjena:	Prehrambeni proizvodi i pića
Syringe:	Single
Vrsta:	Application Pack

Što je u pretincu

Namjenski komplet sadrži pH sondu, USB memoriju s unaprijed programiranim načinima primjene, polipropilenske čaše, magnetske štapiće za miješanje, zatvarače za boce, konusni adapter i jednu (1) visokopreciznu staklenu štrcaljku od 25 mL s prstenom za štrcaljku. Instrument i reagensi AT1000 prodaju se zasebno.

Potrebni dodaci

- Titralab AT1000 Series Potentiometric Titrator, 1 Burette (Item AT1102.98)
- Titralab AT1000 Series Potentiometric Titrator, 1 Burette, 1 Pump (Item AT1112.98)