



## Papir za termalni pisač, 4 role, životni vijek od 25 godina

**Proizvod #:**

**LZM380**

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Proizvođač ovog papira osigurava potojanost slike od 25 godina za termalnu sliku na ovom papiru uz poštivanje specifičnih uvjeta rukovanja i skladištenja. Termalni papir treba skladištiti na temperaturi između 18 i 25 °C i pri relativnoj vlažnosti od 40 do 60 %. Treba izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost, izvore fluorescentnog i UV svjetla.

Ovaj papir za termalni pisač može se upotrebljavati s termalnim pisačima Seiko DPU-S445, Seiko DPU-414 ili Citizien PD-24.