



KPK kivetni test za slanu vodu, 7 - 70 mg/L O₂

Proizvod #:

LCK1814

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Raspon mjerenja: 7 - 70 mg/L O₂

Može se primijeniti na KPK testiranje s malim rasponom kod uzoraka vode s visokim koncentracijama klorida do 20 000 mg/l. Nije potrebna nikakva komplicirana prethodna obrada uzoraka! Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Mjerni rang:	7 - 70 mg/L O ₂
Naziv metode:	Dikromat
Parametar:	KPK
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Uređaj:	DR3900, DR6000