



Kivetni test za amonij 100 - 1.800 mg/L NH₄-N, 25 testova

Proizvod #:

LCK502

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Već dozirani reagensi za maksimalnu sigurnost. Jednostavnost upotrebe i fotometrijska provjera zapakirana u kompletno opremljenu kutiju. Ekološki prihvatljivo zbog manje kemikalija.

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Diferencijacija između testova i raspona mjerenja pomoću boja

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	2 - 8 °C (držati na hladnom)
Mjerni rang:	100 - 1800 mg/L NH ₄ -N
Naziv metode:	ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 11669:2017, ISO 23695
Parametar:	Amonij
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR3900, DR6000, DR1900