



Kivetni test za Anammox aktivnost, 0 - 1000 mAbs, 25 testova

Proizvod #:

LCK411.00

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Komplet za test LCK411.00 sadrži jednu kutiju LCK411 (komplet od 25 kom.) i jednu kutiju LCW906 (komplet od 25 kom.).

LCK411 zahtijeva dodatni pribor koji se mora zasebno naručiti: SM10311841 (filtri, zadržavanje čestica od 5 do 12 µm, komplet od 100 kom.) i 2187569 (reagens porfirina 2, komplet od 100 kom.).

Izborni dodatni pribor: SM106404 (lijevci, komplet od 24 kom.), SM212864457 (tikvica, 1 kom.)

Precizne i pouzdane vrijednosti mjerenja

Maksimalna sigurnost za korisnike, zahvaljujući zatvorenom sustavu i maloj količini reagensa

Praktično doziranje reagensa bez mogućnosti pogreške

Oznaka s crtičnim kodom za automatsko prepoznavanje fotometra

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0 - 1000 mAbs
Naziv metode:	Fotometrijsko otkrivanje hema
Parametar:	Anammox aktivnost
Platforma:	LCK
Potrebna digestija:	Da
Što je u pretincu:	Komplet uključuje: - reagense za 25 testova (LCK411) - 25 kiveta (LCW906)

Potreban dodatni pribor (potrebno naručiti zasebno):

- filtri, zadržavanje čestica od 5 do 12 µm, komplet od 100 kom. (SM10311841)

- reagens porfirina 2, komplet od 100 kom. (2187569)

Što je u pretincu

Komplet uključuje: - reagense za 25 testova (LCK411)- 25 kiveta (LCW906)Potreban dodatni pribor (potrebno naručiti zasebno):- filtri, zadržavanje čestica od 5 do 12 µm, komplet od 100 kom. (SM10311841) - reagens porfirina 2, komplet od 100 kom. (2187569)

Potrebni dodaci

- Porphyrin 2 Reagent Powder Pillows, 25 mL, pk/100 (Item 2187569)
- Filters, 70 mm, 5 - 12 µm particle retention, pk/100 (Item SM10311841)