



Komplet za čišćenje kivete, CL17sc

Proizvod #:

8573100

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Hach preporučuje čišćenje kivete analizatora CL17sc jednom mjesečno (ili po potrebi). Učestalost čišćenja može ovisiti o kvaliteti primjene i uzorka.

Komplet za čišćenje kivete, CL17sc, sadrži sumpornu kiselinu, 5,25N (bočica s kapaljkom od 100 mL) i štapiće s vatom (10).

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	Čuvati spremnike dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage.
Mjerni rang:	Ne primjenjuje se
Parametar:	Ne primjenjuje se
Što je u pretincu:	Sumporna kiselina (bočica s kapaljkom od 100 mL) i štapići s vatom (10).
Uređaj:	CL17sc

Što je u pretincu

Sumporna kiselina (bočica s kapaljkom od 100 mL) i štapići s vatom (10).