



Komplet za provjeru kalibracije, CL17sc

Proizvod #:	8568200
EUR Cijena:	Kontaktirajte nas
Dostupno	

Komplet za provjeru kalibracije, CL17sc, uključuje dvije boce deionizirane vode (500 mL), standard klora (ampula od 20 mL), prekidač ampule, štrcaljku (50 mL), cijevi i priključke.

Kalibracijska krivulja za CL17sc postavlja se u tvornici radi postizanja radnog učinka navedenog u specifikacijama. Korisničko prilagođavanje tvorničke kalibracijske krivulje preporučuje se samo u dva slučaja: ako to zahtijeva služba nadležna za sukladnost radi izvješćivanja o sukladnosti ili se izvrši veliki popravak analizatora.

Specifikacije

Mjerni rang:	Ne primjenjuje se
Parametar:	Ne primjenjuje se
Što je u pretincu:	2 boce od 500 mL deionizirane vode, ampula standarda klora od 20 mL, prekidač ampule, štrcaljka od 50 mL, cijevi i priključci.
Uređaj:	CL17sc

Što je u pretincu

2 boce od 500 mL deionizirane vode, ampula standarda klora od 20 mL, prekidač ampule, štrcaljka od 50 mL, cijevi i priključci.