



Komplet za dopunjavanje kompleta za provjeru kalibracije, CL17sc

Proizvod #:

8573200

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Za korisnike koji već imaju štrcaljku, cijevi, priključke i prekidač ampule iz kompleta za provjeru kalibracije za CL17sc, ovaj komplet za dopunjavanje nudi deioniziranu vodu i standard klora koji su potrebni za provjeru kalibracije. Komplet za dopunjavanje kompleta za provjeru kalibracije, CL17sc, sadrži dvije boce deionizirane vode (500 mL) i standard klora (ampula od 20 mL).

Kalibracijska krivulja za CL17sc postavlja se u tvornici radi postizanja radnog učinka navedenog u specifikacijama. Korisničko prilagođavanje tvorničke kalibracijske krivulje preporučuje se samo u dva slučaja: ako to zahtijeva služba nadležna za sukladnost radi izvješćivanja o sukladnosti ili se izvrši veliki popravak analizatora.

Specifikacije

Mjerni rang:	Ne primjenjuje se
Parametar:	Ne primjenjuje se
Što je u pretincu:	2 boce od 500 mL deionizirane vode i ampula standarda klora od 20 mL.
Uređaj:	CL17sc

Što je u pretincu

2 boce od 500 mL deionizirane vode i ampula standarda klora od 20 mL.