



pH pufer otopina, pH 7,00, 1000 mL

Proizvod #: 2283553
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Otprema unutar 2 tjedna

Pufer otopina za kvalitetu, označena žutom bojom radi lakog prepoznavanja. NIST sljedivo. pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25°C.

Specifikacije

Kodirani po boji?:	Da
Koncentracija:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Opis:	Pufer otopina, (označena žutom bojom) (NIST)
pH vrijednost-i:	$7,00 \pm 0,02$ pH
Platforma:	Otopina
Volument/ veličina paketa:	1000 mL