



Chemkey reagensi za mangan visokog raspona (pakiranje od 25 komada)

Proizvod #: 3007000
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Nije prikazan datum isporuke

Chemkey za mangan visokog raspona za prijenosni paralelni analizator SL1000

Za određivanje razine mangana s pomoću metode Hach 10319

Manje varijabilnosti

Automatizacija i interna kontrola temperature čine čitav proces konzistentnim i ponovljivim, a istovremeno se primjenjuju isti procesi kao kod trenutnih Hach metoda. Izbjegavajte ručne korake koji mogu uvesti varijabilnost čak i kada ih obavljaju iskusni ispitivači.

Manje gnjavaže

Sve su kemikalije i procesi u potpunosti uklopljeni u Chemkey. Ne trebate rukovati jastučićima s reagensima u prahu niti staklenim epruvetama.

Specifikacije

Broj testova:	25
Mjerni rang:	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Parametar:	Mangan
Uređaj:	SL1000
Volument/ veličina paketa:	Kutija od 25 komada