



## Komplet reagensa za slobodni klor za analizator klora CL17/CL17sc

**Proizvod #:**

**2556900-EU**

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



### Formulirano za zadovoljavanje najstrožih standarda kvalitete

Komplet reagensa za slobodni klor upotrebljava se s analizatorom CL17/CL17sc, kao i analitičkim metodama za skupne uzorke. Hach reagensi jamče točne, dosljedne rezultate.

Komplet reagensa za slobodni klor sadrži:

- Jedna bočica od 24 g DPD komponente
- Jedna bočica od 473 mL otopine indikatora za slobodni klor
- Jedna bočica od 473 mL puferske otopine za slobodni klor

Želite li pojednostaviti naručivanje reagensa? Obratite se predstavniku tvrtke Hach za više informacija o našem jednostavnom programu automatske isporuke Hach CL17 reagensa i kompleta reagensa već danas.

\*Ovaj proizvod nije potvrđen za ispitivanje klora i kloramina u medicinske svrhe u Sjedinjenim Američkim Državama.

---

### Specifikacije

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj metode:       | 10059                                                                                              |
| Broj testova:      | 450                                                                                                |
| Čuvanje uređaja:   | Čuvati spremnike dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage. |
| Mjerni rang:       | 0,03 – 5,00 mg/L $\text{Cl}_2$ za CL17, 0,03 – 10,00 mg/L $\text{Cl}_2$ za CL17sc                  |
| Naziv metode:      | DPD                                                                                                |
| Parametar:         | Klor, slobodni                                                                                     |
| Platforma:         | Otopina                                                                                            |
| Što je u pretincu: | DPD komponenta, 24 g                                                                               |
|                    | Otopina indikatora za slobodni klor, 473 mL                                                        |
|                    | Puferska otopina za slobodni klor, 473 mL                                                          |

## Što je u pretincu

DPD komponenta, 24 gOtopina indikatora za slobodni klor, 473 mL  
Puferska otopina za slobodni klor, 473 mL

---

## Potrebni dodaci

- Zaštitne rukavice veličine L, plave, nitril, bez pudera, 50 komada (Item SM743L)