



Komplet pufer otopine, označeno bojom, pH 4,01, pH 7,00 i pH 10,01, 500 mL

Proizvod #: 2947600-EU
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Uštedite kupnjom 3 pakiranja pH pufera!

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. Pakiranje od 3 pH pufera označena bojom. pH je $\pm 0,02$ pH jedinice. Boce od 500 mL s pH 4,01, 7,00 i 10,01

Smanjenje troškova za 33 % u odnosu na kupnju jedne boce

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Da
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	4,01, 7,00 i 10,01 $\pm 0,02$ pH pri 25 °C
Volument/ veličina paketa:	3 paketa 500 mL